

АДГЕЗОР®

Цинкфосфатный цемент

Производитель:

АО „СпофаДентал“, Чернокостелецка 84, Чешская Республика–100 31 Прага 10, www.spofadental.com

Состав:

Порошок: окись цинка, магнезия, алюминия, бора

Жидкость „Normal“: водный раствор фосфорной кислоты и фосфата алюминия

Жидкость „Rapid“: водный раствор фосфорной кислоты, фосфата алюминия и фосфата цинка

Характеристика:

Двухкомпонентный цинкфосфатный цемент в виде порошка и жидкости. Продолжительность периода затвердевания цемента регулируется составом жидкого компонента типа "Normal" и "Rapid".

Показания:

- 1) Подкладочный материал под амальгамные и композитные пломбы.
- 2) Материал для временных пломб.
- 3) Фиксация коронок и небольших мостовидных протезов.
- 4) Заполнение корневых каналов.

Противопоказания:

Материал не применяется в случае известной повышенной чувствительности по отношению к некоторым его составным частям.

Побочные эффекты:

При применении цемента в непосредственной близости пульпы необходимо покрыть дентин тонким слоем препарата из гидроокиси кальция.

Обработка (предназначенное для ручного смешивания):

Замешивание производится на стеклянной пластинке при помощи растирающей лопатки из нержавеющей стали при температуре 23 ± 1 °C. Для продолжения периода обработки рекомендуется замешивать цемент при температуре 20 °C. Рекомендуется также проводить порционное перемешивание порошка с жидкостью.

а) Для подкладок и пломб:**Соотношение при замешивании:**

весовое – 2,30 г порошка на 0,5 мл жидкости, то есть 2,30 г порошка на 0,80 мл жидкости

объемное - 2 мерки порошка и 3 капли жидкости

Время замешивания:

2-2,5 мин

Время обработки: (с начала замешивания до момента отвердения)

4 - 4,5 мин

Время затвердевания: (с начала замешивания до момента отвердения)

6-7 мин; Окончательное оформление изготовленной прокладки или пломбы можно проводить непосредственно после их затвердевания.

б) Фиксация постоянных протезов:**Соотношение при замешивании:**

весовое - 1,40 г порошка на 0,5 жидкости, то есть 1,40 г порошка на 0,80 г жидкости

объемное – 2 мерки порошка и 5 капель жидкости

Время замешивания:

60-90 сек.

Время обработки : (с начала замешивания до момента отвердения)

3-4 мин

Время затвердевания: (с начала замешивания до момента отвердения)

6-8 мин

Предупреждение:

При применении цемента в непосредственной близости пульпы необходимо прикрыть дентин тонким слоем материала из гидроокиси кальция. Состав жидкости и порошка на воздухе легко изменяется, поэтому производитель рекомендует обе бутылочки тщательно закрывать.

Предупреждение:

Жидкость АДГЕЗОР® содержит компонент, который оказывает раздражающее воздействие на кожу и слизистую оболочку.

Хранение:

В сухом и тёмном месте при температуре от 5 до 25 °С в хорошо закрытой упаковке.

Срок годности:

5 лет

Упаковка:

АДГЕЗОР® "Normal" (80г порошка + 55г жидкости"N"), мерка для порошка

АДГЕЗОР® "Rapid" (80г порошка + 55г жидкости"R"), мерка для порошка

АДГЕЗОР® порошок 80г, мерка для порошка

АДГЕЗОР® жидкость 55г "N"

АДГЕЗОР® жидкость 55г "R"

Цветовые оттенки:

№1 – белый

№2 – жёлтый

№3 – серо-синий

№4 - коричневый

Дата последней ревизии: 2. 8. 2004 г.